

## Präpositionen mit GEN

Der Kasus Genitiv ist etwas, das die meisten Deutschen vermeiden.

Der Grund für diese Vermeidungshaltung ist ganz einfach: Der Genitiv ist ihnen zu kompliziert.

- 5 A1: in die Hand vom Feind  
B2: in die Hand des Feindes  
C2: in des Feindes Hand (Schiller, Wilhelm Tell, Zeile 120)

- 10 Der GEN erzwingt ein zweites GEN-s am Nomen,  
allerdings nur bei Maskulin und Neutrum Singular  
und nur, wenn der letzte Buchstabe des Nomens kein „s“ oder „z“ ist.  
Drei Viertel der Deutschen benutzen lieber die Variante mit „von“ + DAT.  
Beim DAT gibt es diese grammatischen Kapriolen nicht.

- 15 In der Hochsprache, im klassischen Deutsch erfährt der GEN einen weiteren looping:  
Der GEN wird vorangestellt, der Artikel des Objekts wird eliminiert.  
Wenn der Objekt-Artikel nicht mehr da ist, fällt es den Hörer:innen noch schwerer,  
die fünf Funktionen des Artikels zu erkennen. Es handelt sich um ein „verschleiertes Sprechen“.  
In dem gewählten C2-Beispiel ist nicht mehr ohne weiteres erkennbar,

- 20 dass es sich hier um eine Bewegung handelt.  
Die Bewegung ergibt sich aus dem Kontext, nicht mehr aus dem (eliminierten) Artikel:  
„So muss ich fallen in des Feindes Hand“.

- 25 Wenn das noch nicht genug ist, gibt es ein letztes Argument gegen die Verwendung des Genitivs:  
Die Deutschen erkennen den Genitiv als eine Form der korrekten Schriftsprache.  
Denjenigen, der mit GEN spricht, halten sie für arrogant.

Meine, GBs, Empfehlung lautet:

- 30
  - Wirken Sie arrogant!
  - Benutzen Sie GEN!
  - Benutzen Sie Präpositionen mit GEN!

Dann sind Sie sicher B2-Sprecher:in.

- 35 GEN und die zahlreichen Präpositionen mit GEN haben nämlich einen entscheidenden Vorteil.  
Sie verschaffen den Sprecher:innen einen kleinen sprachlichen Vorsprung  
und manipulieren sehr subtil das Verhalten der Hörer:innen. Diese Manipulation sieht in etwa so aus:
- Meine Sprache ist besser als deine Sprache.
  - Mein Bildungsniveau ist höher als dein Bildungsniveau.
  - Ich kenne Dinge, die du nicht kennst.

- 40 Im Kopf der Hörer:innen entsteht infolge des Genitivs eine kleine Irritation,  
die sie unsicher werden lässt.  
Die Unsicherheit hemmt die Aktivitäten der Hörer:innen,  
wegen der Hemmungen vergrößert sich der Spielraum der B2-Sprecher:innen.

- 45 Die absolute Spitze erreichen Sie,  
wenn Sie ohne mit der Wimper zu zucken „Wegen meiner“ aussprechen können:
- Wegen meiner können wir mit dem Arzt-Arzt-Gespräch fortfahren.  
Ich freue mich darauf, dass ich die Implikationen dieses Falls mit Ihnen diskutieren darf.
  - Wegen meiner können wir ins Kino gehen.
- 50 So ein Schmuckstück wie die Präpositionen mit GEN fällt Ihnen nicht in den Schoß.  
Sie müssen diese Sprechweise hart trainieren. Als Trainingsmethoden eignen sich:
- Die 200-Sätze-Methode einsetzen
  - Alleine vor dem Spiegel sprechen und versuchen, dabei nicht zu lachen
  - 55 • Mit einer Freundin trainieren
  - Mit der Videofunktion des Handys arbeiten.  
Das ist die unangenehmste, aber auch die schnellste Methode.
  - Mit der schwäbischen Nachbarin sprechen (Schiller, Hölderlin, Uhland waren Schwaben!  
Wer den schwäbischen Dialekt versteht, hat nur noch wenige Probleme im Deutschen.)
  - 60 • Face-to-face im online-Unterricht sprechen und dabei B2 erreichen und halten
  - In den Kontext gehen, Präpositionen mit GEN benutzen und die Reaktionen der Menschen beobachten.

Last but not least: Eine Sammlung von Präpositionen mit GEN finden Sie unter  
65 <https://wortwuchs.net/grammatik/praeposition/liste/>.  
Suchen Sie sich Ihre drei bis fünf Lieblings-Präpositionen mit GEN aus und trainieren Sie sie.

Das Aussprechen einer Präposition mit GEN dauert nur ein-zwei Sekunden.  
Das Training dieser Art des Sprechens dauert nach meiner, GBs, Einschätzung  
70 zwei bis drei Stunden, nicht länger.

Sobald Sie Ihre Lieblings-Präpositionen mit GEN in Ihrem Alltag einsetzen, ändert sich  
ganz subtil Ihr Leben in Deutschland. Ihr Ansehen wird steigen. Diese Medaille hat zwei Seiten:  
Arroganz und Distanz auf der einen Seite, Respekt und Unterstützung auf der anderen Seite.  
75